

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА THEALOZ® DUO GEL

Този продукт е медицинско изделие. Моля, прочетете инструкцията преди употреба.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

ПОКАЗАНИЯ

THEALOZ DUO GEL е показан за предпазване, овлажняване и смазване на окото при лечение на умерен до тежък Синдром на сухото око.
Само за очно приложение.

ПОДХОДЯЩ ЗА

- Възрастни,
- Деца: Родителите или грижещите се за децата лица, трябва да поставят продукта,
- Бременни или кърмещи жени, въз основа на настоящите познания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не инжектирайте и не поглъщайте.
Не използвайте THEALOZ DUO GEL, ако сте алергични към някоя от съставките му (вж. Описание на изделието).

ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

THEALOZ DUO GEL е гел за очно приложение, съдържащ трехалоза (3%), натриев хиалуронат (0,15%), карбомер (Карбопол 974P, 0,25%), сорбитол, натриев хидроксид и вода за инжекции.

THEALOZ DUO GEL е стерилен, без фосфати, хипотоничен и рН неутрален течен гел.

THEALOZ DUO GEL е нежен за очите, тъй като не съдържа консерванти. Липсата на консерванти позволява защитата на очните тъкани и също така не предизвиква реакции от страна на потребителите, които са чувствителни към консерванти.

ПОЛЗА, ПРЕДСТАВЯНЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

THEALOZ DUO GEL се препоръчва в случай на дискомфорт, “щипане”, чуждо тяло или дразнене на окото. Тези симптоми могат да бъдат предизвикани от външни фактори като вятър, тютюнев дим, замърсяване, прах, слънце или студ, суха топлина, климатик, пътуване и продължително стоене пред екрана на компютър и операция на очите, като рефракционна хирургична интервенция и операция при катаракта.
THEALOZ DUO GEL осигурява комфорт и продължително облекчение на симптомите на сухота в очите.

Основните съставки на THEALOZ DUO GEL са трехалоза, натриев хиалуронат и карбомер (Карбопол 974P).

Трехалозата е естествено вещество, присъстващо в много растения и животни и може да съществува при изключително сухи условия. Тя има защитни и хидратиращи (овлажняващи) свойства.

Натриевият хиалуронат, намиращ се естествено в човешкото око, задържа водата за хидратиране и смазване на повърхността на окото. Той задържа разтвора върху повърхността на окото, осигурявайки продължително облекчение и съкращение на времето за заздравяване на очната повърхност.

Карбомерът позволява на THEALOZ DUO GEL да се задържи по-дълго върху очната повърхност, осигурявайки продължително облекчение на признаците и симптомите на сухота в очите.

Специалната комбинация от трехалоза, натриев хиалуронат и карбомер в THEALOZ DUO GEL предоставя особено продължителна защита, овлажняване и смазване на очната повърхност.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозировка: 1 капка във всяко око, 1 до 4 пъти дневно.

Въпреки това, поради факта че е гел, THEALOZ DUO GEL е особено подходящ за приложение, вечер, непосредствено преди лягане.

Не е необходимо специално обучение преди прилагането на THEALOZ DUO GEL. Ако носите контактни лещи: трябва да ги свалите преди прилагането на THEALOZ DUO GEL.

След използване на гела трябва да изчакате поне 30 минути преди да поставите отново контактните си лещи.

Измийте добре ръцете си преди употреба.

Отворете алуминиевото саше и отделете един флакон за еднократна употреба от лентата.

Върнете останалата част от лентата обратно в сашето.

Не използвайте каквито и да е инструменти за отваряне на флакона.

Обърнете го надолу, внимателно разклатете и почукайте флакона, докато гелът слезе.

Отворете флакона чрез завъртане на горната част.

За предпазване от замърсяване, не докосвайте върха на флакона до каквото и да е.

Стиснете до появата на капка.

Поставете една капка в джоба на клепача, като леко издърпате долния клепач надолу и погледнете нагоре. Затворете леко окото след поставяне.

Изхвърлете флакона за еднократна употреба, дори в него да е останало известно количество гел, не го запазвайте.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Проверете, дали опаковката не е повредена преди първото използване: използвайте само, ако сашетата или флаконите за еднократна употреба са цели (неотворени). За да избегнете замърсяване, не докосвайте върха на флакона до каквото и да е. Не използвайте флакона повторно, тъй като след отварянето му намиращото се в него съдържание не е защитено от микробно замърсяване. Трябва да потърсите лекарска помощ, ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Вие не трябва да шофирате или да работите с машини, ако след употреба зрението Ви е замъглено: изчакайте пет минути докато зрението Ви се възстанови (проясни).
Изчакайте поне 15 минути между прилагането на друг очен продукт. THEALOZ DUO GEL трябва да се прилага последен.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Съобщавани са следните нежелани реакции: редки случаи на леко дразнене и зачервяване на очите.
Когато прилагате очен гел може да изпитвате някои симптоми на дискомфорт, като чувство на парене, “щипане”, усещане за чуждо тяло в окото и замъглено зрение за кратък период от време.
Ако забележите някакви нежелани реакции или необичайно усещане след употребата на този продукт, моля консултирайте се с Вашия лекар и съобщете тази информация на локалния дистрибутор, производителя или Вашия локален здравен орган (вж. информацията за контакт в края на инструкцията за употреба).

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

Да се съхранява между 8°C и 30°C.
Не излагайте Вашия продукт на пряка слънчева светлина или влага.
Изхвърлете флакона за еднократна употреба непосредствено след неговото използване, независимо че в него може да е останало известно количество гел.
Съхранявайте неотворените флакони в тяхното саше за предпазване от светлина.

Неотворените флакони за еднократна употреба мога да се използват до един месец след първото отваряне на сашето.

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху флакона за еднократна употреба и картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец, в случай че опаковката не е била отворена и е съхранявана правилно.

Проявете отговорност при изхвърлянето на продукта, съгласно локалните разпоредби (флаконът за еднократна употреба и сашето трябва да се изхвърлят в контейнера за домашни отпадъци, картонената опаковка и листовката могат да бъдат рециклирани).

Дата на издаване и версия на инструкцията за употреба: Ver. 6 11/2020



Производител:



Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 France/Франция

www.laboratoires-thea.com

«Информация за връзка»

България:

Дистрибутор: Теа Фарма ООД, София 1113, бул. “Шипченски проход” 18,
Търговски център Галакси, офис 110, България

Здравен орган: Изпълнителна агенция по лекарствата, София 1303, ул. “Дамян Груев”
8, България

