

ЛИСТОВКА

Vlephagel Блефагел

Стерилен гел за ежедневно
почистване на клепачи и мигли.
Хипоалергичен*, офталмологично
тестван.
Не съдържа консерванти, алкохол
(етанол) и аромати.

Опаковка:

Стерилен почистващ гел за клепачи и мигли
30 g Polydose airless™ туба

Съставки:

Вода, полуксамер 188, PEG-90, карбомер, натриев хидроксид

Показания:

VLEPHAGEL е хипоалергичен* стерилен гел за ежедневно почистване на клепачи и мигли.

*Продуктът е предназначен за намаляване на алергичните рискове.

Офталмолозите препоръчват почистване на клепачите, ако имате някое от следните състояния:

- Блефарит (преден и заден) (възпаление на клепачите)
- Сухота в очите, свързана с дисфункция на слъзните жлези (жлези, разположени във вътрешността на клепачите, които не функционират (работят) правилно)
- Увреждане на очите и клепачите в резултат на асне rosacea (заболяване на кожата на лицето, което причинява зачервяване)
- Увреждане на очите и клепачите в резултат на себореен дерматит (заболяване на кожата на лицето, което причинява зачервяване и лющене на кожата).

Почистването на клепачите може да бъде препоръчано и преди хирургична операция, когато е необходимо внимателно и цялостно почистване на клепачите и миглите (включително корените). VLEPHAGEL може да се използва и от лица, които носят контактни лещи.

Свойства:

VLEPHAGEL е стерилен гел за гладко и механично почистване на възпалени или увредени клепачи или кожа, която е чувствителна или склонна към появата на алергични реакции.

VLEPHAGEL оригинална формула:

- помага на гела да се задържи върху клепачите
- съдържа съставката полуксамер, която емулгира, разтваря и нежно отстранява секретите и замърсяванията от клепачите и миглите
- запазва естествената хидратация на клепачите
- освежава, омекотява и успокоява клепачите
- не оставя следи, не е мазна или лепкава

Предпазни мерки при употреба:

- Да се използва само върху клепачите и миглите. Да не се поставя в окото.
 - Изхвърлете тубата 8 седмици след първото ѝ отваряне.
 - Да се съхранява под 25°C.
 - Не режете тубата (риск от бактериално замърсяване).
- ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Честота на използване:

Използвайте VLEPHAGEL два пъти дневно, сутрин и вечер или при всяка необходимост от почистване на клепачите.

Инструкции за употреба:

Когато използвате за първи път, внимателно натиснете тубата в основата (върху логото на Thea) за 3 секунди, за да придвижите гела към помпата. След това, насочете тубата надолу и заредете помпата чрез натискане на главата 3 пъти.

1 Натиснете главата (помпата) за да отделите малко количество от BLEPHAGEL върху тампона (не натискайте тубата). Отстранете всяко количество от гела, останал върху дюзата с помощта на тампон.

2 Пред огледалото, затворете едното око и внимателно нанесете от гела върху клепача и корените на миглите.

3 С помощта на кръгови движения, внимателно изтрийте клепача и миглите, докато всички замърсявания бъдат отстранени.

4 Отстранете останалото количество BLEPHAGEL от клепача с помощта на чист тампон.

5 Повторете тези 4 стъпки и с другото око.

Технология “Steri-Free”:

Laboratoires Thea, специализирана в областта на офталмологични продукти е пионер в разработването на стерилна, несъдържаща консерванти система чрез въвеждането за първи път на мултидозова бутилка, без консерванти: АВАК.

Научноизследователският отдел на Laboratoires Thea продължава своите нововъведения чрез разработването на технологията Steri-Free, която осигурява отделянето на стерилен гел върху клепачите, като гела остава стерилен, дори след отваряне на опаковката, без добавянето на консерванти.

Технологията Steri-Free е комбинация от 3 иновативни и ексклузивни процеса:

1. Състав, който не включва дразнещи съставки и осигурява висока поносимост. Гелът включва активни съставки, избрани според тяхната ефективност.
2. Стерилност преди отваряне благодарение на нов и иновативен производствен процес в стерилна среда, при който се произвежда стерилен и без консерванти гел.
3. Стерилност след отваряне, благодарение на нова и иновативна опаковка: тубата Polydose airless™ запазва гела стерилен без консерванти през целия период на използване на тубата.

Технологията Steri-Free:

- Гарантира стерилност и качество на гела след отваряне на опаковката
- След отваряне предпазва гела от бактериално замърсяване
- Произвежда гел, който не съдържа каквито и да е било агресивни (дразнещи) съставки, за максимална поносимост.
- Позволява продукта да съдържа само активни съставки за по-добра ефикасност и безопасност
- Позволява лесно и много удобно поставяне на гела с помощта на безвъздушна помпа.
- Осигурява точно дозиране чрез безвъздушна помпа.

Laboratoires Thea, специалист в продуктите за очна хигиена, предлага пълна гама от продукти без консерванти за хигиена на очите.

За повече информация, моля посетете нашия уеб-сайт: www.laboratoires-thea.com